

E 496

Injektorfúvóka

rögzítőcsipesszel az intubációs eszközökhöz.



EAN: 4002512365970 / Anyagszám: 05235490 / Régi anyagszám: 69749601D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Termékkategória	
Injektorfúvóka	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Felhasználási terület	
Aneszteziológiai eszközök előkészítése	•
MIC eszközök előkészítése	•
Üreges eszközök előkészítése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	120
Külső méret, nettó szélesség (mm)	0
Külső méret, nettó mélység (mm)	0
Külső méret, bruttó magasság (mm)	120
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	30
Külső méret, bruttó mélység (mm)	30
Átmérő (mm)	4
Nettó súly (kg)	0,75
Bruttó súly (kg)	0,90