

E 730

Betét

20 sebészcipő optimális behelyezésére.



EAN: 4002512423120 / Anyagszám: 05271020 / Régi anyagszám: 69573001D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
<b>A készülék besorolása</b>	
G 7825	•
G 7826	•
<b>Termékkategória</b>	
Betét műtős cipőkhöz	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
<b>Felhasználási terület</b>	
Műtős cipők előkészítése	•
<b>Kapacitás</b>	
Műtős cipők [mennyiség]	20
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	290
Külső méret, nettó szélesség (mm)	470
Külső méret, nettó mélység (mm)	540
Külső méret, bruttó magasság (mm)	420
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	540
Külső méret, bruttó mélység (mm)	600
Nettó súly (kg)	8,70
Bruttó súly (kg)	10,00