

AUF 2

Befogó

az O 801/2 felső kosárban lévő kézi műszerek optimális előkészítésére.



- Tömítésből, csavarokból és csipeszekből áll
- Tartó alsó rész, tartó felső rész, 5 szűrőlemez

EAN: 4002512427524 / Anyagszám: 05282470 / Régi anyagszám: 68551701D

Termék-hozzárendelés	
Termikus fertőtlenítők	•
A készülék besorolása	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
Termékkategória	
Befogó	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Fogorvosi eszközök előkészítése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	0
Külső méret, nettó szélesség (mm)	0
Külső méret, nettó mélység (mm)	0
Külső méret, bruttó magasság (mm)	118
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	122
Külső méret, bruttó mélység (mm)	305
Nettó súly (kg)	0,21
Bruttó súly (kg)	0,26
Tartozék	
FP szűrőlemez	•