


E 489

Univerzális tartó

különbéle eszközök, pl. sebészcipőkhöz használatos talpbetétek behelyezésére.

EAN: 4002512431835 / Anyagszám: 05337120 / Régi anyagszám: 69548901D



Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Termékkategória	
Betét műtős cipőkhöz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Műtős cipők előkészítése	•
Normál elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	60
Külső méret, nettó szélesség (mm)	464
Külső méret, nettó mélység (mm)	10
Külső méret, bruttó magasság (mm)	35
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	130
Külső méret, bruttó mélység (mm)	470
Nettó súly (kg)	0,12
Bruttó súly (kg)	0,23