

E 984

Betét

különbéle eszközök behelyezésére.



- Különbéle tartókkal felszerelhető

EAN: 4002512431323 / Anyagszám: 05337750 / Régi anyagszám: 69598401D

Termék-hozzárendelés	
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automata, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8527	•
PG 8528	•
Termékkategória	
Betét vesetálakhoz/tálakhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Műtős cipők előkészítése	•
Tálak előkészítése	•
Vesetálak előkészítése	•
Normál elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	371
Külső méret, nettó szélesség (mm)	150
Külső méret, nettó mélység (mm)	572
Külső méret, bruttó magasság (mm)	390
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	160
Külső méret, bruttó mélység (mm)	590
Nettó súly (kg)	2,95
Bruttó súly (kg)	3,30