

E 985

Tartó

2 vesetál optimális behelyezésére.



- Az E 984 betétben történő felhasználáshoz

EAN: 4002512431330 / Anyagszám: 05337760 / Régi anyagszám: 69598501D

Termék-hozzárendelés	
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8528	•
Termékkategória	
Betét vesetálakhoz/tálakhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Vesetálak előkészítése	•
Kapacitás	
Vesetálak [mennyiség]	2
Normál elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	0
Külső méret, nettó szélesség (mm)	0
Külső méret, nettó mélység (mm)	0
Külső méret, bruttó magasság (mm)	70
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	280
Külső méret, bruttó mélység (mm)	505
Nettó súly (kg)	0,23
Bruttó súly (kg)	0,43