

E 986

Tartó

5 tál optimális behelyezéséhez.



- Az E 984 betétben történő felhasználáshoz

EAN: 4002512431347 / Anyagszám: 05337770 / Régi anyagszám: 69598601D

Termék-hozzárendelés	
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8527	•
PG 8528	•
Termékkategória	
Betét vesetálakhoz/tálakhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Tálak előkészítése	•
Kapacitás	
Tálak [mennyiség]	1
Normál elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	0
Külső méret, nettó szélesség (mm)	0
Külső méret, nettó mélység (mm)	0
Külső méret, bruttó magasság (mm)	25
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	330
Külső méret, bruttó mélység (mm)	435
Nettó súly (kg)	0,19
Bruttó súly (kg)	0,36