


E 989

Univerzális tartó

pl. 8 sebészcipőkhöz használatos talpbetét behelyezésére.



- Az E 984 betétben történő felhasználáshoz

EAN: 4002512431828 / Anyagszám: 05376740 / Régi anyagszám: 69598901D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
<b>A készülék besorolása</b>	
PG 8528	•
<b>Termékkategória</b>	
Egyéb betét	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
<b>Felhasználási terület</b>	
Műtős cipők előkészítése	•
<b>Kapacitás</b>	
Aljzatok [mennyiség]	8
<b>Normál elektromos csatlakozás</b>	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	0
Külső méret, nettó szélesség (mm)	0
Külső méret, nettó mélység (mm)	0
Külső méret, bruttó magasság (mm)	20
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	330
Külső méret, bruttó mélység (mm)	415
Nettó súly (kg)	0,10
Bruttó súly (kg)	0,26