

E 520

Betét

gyökérkezelő eszközök optimális behelyezéséhez.



- 17 gyökérkezelési eszközhöz
- Összecsukható
- Gőzzel sterilizálható 121 °C/134 °C-on

EAN: 4002512472524 / Anyagszám: 05409080 / Régi anyagszám: 68552001D

Termék-hozzárendelés	
Termikus fertőtlenítők	•
A készülék besorolása	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
Termékkategória	
Egyéb betét	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Műanyag
Szín	Fehér
Kapacitás	
Gyökérkezelési eszközök [mennyiség]	17
Normál elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	45
Külső méret, nettó szélesség (mm)	75
Külső méret, nettó mélység (mm)	30
Külső méret, bruttó magasság (mm)	80
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	95
Külső méret, bruttó mélység (mm)	110
Nettó súly (kg)	0,05
Bruttó súly (kg)	0,10