


E 747

Modul

pl. centrifugacsövek, ampullák és reagens fiolák optimális behelyezéséhez.



- 104 fúvóka centrif. csövekhez, ampullákhoz, reag. fiolákhoz stb.
- 104 db 2,5 x 110 mm-es fúvóka

EAN: 4002512591218 / Cikkszám: 05464630 / Régi cikkszám69574701D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
<b>A készülék besorolása</b>	
G 7825	•
<b>Termékkategória</b>	
Betét/modul reagens fiolákhoz	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
<b>Felhasználási terület</b>	
Pipetták/fiolák előkészítése	•
<b>Kapacitás</b>	
Reagens fiolák [mennyiség]	104
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0-0
Frekvencia (Hz)	0-0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00-0,00
Biztosíték (A)	0-0
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	168
Külső méret, nettó szélesség (mm)	492
Külső méret, nettó mélység (mm)	496
Külső méret, bruttó magasság (mm)	650
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	660
Külső méret, bruttó mélység (mm)	810
Nettó súly (kg)	38,00
Bruttó súly (kg)	44,00