


E 744

Modul

500 - 1000 ml-es szűk nyakú üvegek optimális behelyezéséhez.



- 16 fűvókával (E 352) 6 x 220 mm, véghelyzeti rögzítéssel (E 354)

EAN: 4002512591171 / Anyagszám: 05555260 / Régi anyagszám: 69574401D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
<b>A készülék besorolása</b>	
G 7825	•
G 7826	•
<b>Termékkategória</b>	
Betét/modul keskeny nyakú üvegekhez	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
<b>Felhasználási terület</b>	
Laborüveg előkészítése	•
<b>Kapacitás</b>	
Keskeny nyakú üvegek [mennyiség]	16
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	250
Külső méret, nettó szélesség (mm)	492
Külső méret, nettó mélység (mm)	496
Külső méret, bruttó magasság (mm)	170
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	560
Külső méret, bruttó mélység (mm)	530
Nettó súly (kg)	9,70
Bruttó súly (kg)	10,00