


E 746

Modul

max. 23 pipetta optimális behelyezésére.



- 23 pipettához, diagonális elrendezésben
- 10 db, max. 560 mm-es vagy 13 db., max. 490 mm-es pipettához
- A tartók oszloptávolsága 20, ill. 26 mm

EAN: 4002512591195 / Anyagszám: 05555280 / Régi anyagszám: 69574601D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
<b>A készülék besorolása</b>	
G 7825	•
<b>Termékkategória</b>	
Betét/modul pipettákhoz	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
<b>Kapacitás</b>	
Pipetták [mennyiség]	23
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	330
Külső méret, nettó szélesség (mm)	492
Külső méret, nettó mélység (mm)	496
Külső méret, bruttó magasság (mm)	400
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	590
Külső méret, bruttó mélység (mm)	540
Nettó súly (kg)	24,60
Bruttó súly (kg)	25,00