

E 469

Öblítőhüvely

minimál invazív urológiai sebészeti eszközökhöz, hossz: 300 mm, Ø 11 mm.



- Sapka, nyílás: Ø 6 mm
- Rögzítőbilincsel

EAN: 4002512598446 / Anyagszám: 05563950 / Régi anyagszám: 69546901D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Termékkategória	
Öblítőhüvely	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Felhasználási terület	
MIC eszközök előkészítése	•
Üreges eszközök előkészítése	•
Normál elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	300
Külső méret, nettó szélesség (mm)	0
Külső méret, nettó mélység (mm)	0
Külső méret, bruttó magasság (mm)	145
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	265
Külső méret, bruttó mélység (mm)	155
Átmérő (mm)	6
Nettó súly (kg)	0,05
Bruttó súly (kg)	0,05