


E 752

Modul

100 - 1000 ml-es szűk nyakú üvegek optimális behelyezéséhez.



- 12 fűvókával, (E 351) 4 x 160 mm, véghelyz. rögzítéssel (E 353)
- 13 fűvókával, (E 352) 6 x 220 mm, véghelyz. rögzítéssel (E 354)

EAN: 4002513197471 / Anyagszám: 05647640 / Régi anyagszám: 69575201D

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
G 7825	•
G 7826	•
Termékkategória	
Betét/modul keskeny nyakú üvegekhez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Pipetták/fiolák előkészítése	•
Kapacitás	
Keskeny nyakú üvegek [mennyiség]	25
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	260
Külső méret, nettó szélesség (mm)	492
Külső méret, nettó mélység (mm)	496
Külső méret, bruttó magasság (mm)	170
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	530
Külső méret, bruttó mélység (mm)	560
Nettó súly (kg)	9,70
Bruttó súly (kg)	10,00