


E 523

Betét

6 szűrőtálca optimális behelyezésére.



- 7 tartóval (6 rekesz), szél. 145, mélység 50 mm

EAN: 4002513199116 / Anyagszám: 05649700 / Régi anyagszám: 69552301D

Termék-hozzárendelés	
Termikus fertőtlenítők	•
A készülék besorolása	
PG 8581	•
PG 8591	•
Termékkategória	
Betét fiókokhoz/tálcákhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Rekeszek száma	6
Felhasználási terület	
Fogorvosi eszközök előkészítése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	151
Külső méret, nettó szélesség (mm)	220
Külső méret, nettó mélység (mm)	450
Külső méret, bruttó magasság (mm)	195
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	240
Külső méret, bruttó mélység (mm)	495
Nettó súly (kg)	1,40
Bruttó súly (kg)	1,65