

E 801/1

Betét

8 szájöblítő-pohár optimális behelyezésére.



- 8 szájöblítő pohárhoz, max. Ø 75 mm
- Rilázozott

EAN: 4002513220650 / Anyagszám: 05673820 / Régi anyagszám: 68580102D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Termikus fertőtlenítők	•
<b>A készülék besorolása</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
<b>Termékkategória</b>	
Egyéb betét	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Drót, rilázozott
Szín	Fehér
<b>Felhasználási terület</b>	
Fogorvosi eszközök előkészítése	•
<b>Kapacitás</b>	
Szájöblítő poharak [mennyiség]	8
<b>Normál elektromos csatlakozás</b>	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	155
Külső méret, nettó szélesség (mm)	200
Külső méret, nettó mélység (mm)	320
Külső méret, bruttó magasság (mm)	270
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	510
Külső méret, bruttó mélység (mm)	240
Nettó súly (kg)	1,00
Bruttó súly (kg)	1,50