

E 476
Befogó
mikro-eszközökhöz, Ø 4-8 mm.



- 5 mm vastag szűrőkben történő használatra
- 50 darab/zacskó

EAN: 4002513239454 / Anyagszám: 05692400 / Régi anyagszám: 69747601D

Termék-hozzárendelés	
Termikus fertőtlenítők	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Termékkategória	
Befogó	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Műanyag
Szín	szürke
Felhasználási terület	
MIC eszközök előkészítése	•
Szemészeti eszközök előkészítése	•
Fogorvosi eszközök előkészítése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	0
Külső méret, nettó szélesség (mm)	0
Külső méret, nettó mélység (mm)	0
Külső méret, bruttó magasság (mm)	12
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	80
Külső méret, bruttó mélység (mm)	120
Nettó súly (kg)	0,07
Bruttó súly (kg)	0,08