


E 470

Injektorfúvóka

az injektorkocsi-betéthez, Ø 2,5 x 90 mm.



- Injektorkocsihoz, csavarozható
- Pl. üvegekhez, Erlenmeyer-lombikokhoz, kerek lombikokhoz

EAN: 4002513248814 / Anyagszám: 05701580 / Régi anyagszám: 69547001D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Termékkategória	
Injektorfúvóka	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Drót, rilánózott, Nemesacél
Szín	Nemesacél, Fehér
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	90
Külső méret, nettó szélesség (mm)	3
Külső méret, nettó mélység (mm)	3
Külső méret, bruttó magasság (mm)	12
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	100
Külső méret, bruttó mélység (mm)	150
Átmérő (mm)	3
Nettó súly (kg)	0,02
Bruttó súly (kg)	0,03