


E 908/1

Betét

szétszedhető, minimálisan invazív műtéti- és segédeszközökhöz, optikákhoz.

EAN: 4002513252286 / Anyagszám: 05704010 / Régi anyagszám: 69590802D



- A háló mérete 8 x 1 mm (alul), oldalt zárt
- A belső felosztás egyedileg állítható, 4 tartóval
- Kampók az E 906/1-be történő beakasztáshoz

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8536	•
Termékkategória	
Betét/modul MIC eszközökhöz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Felhasználási terület	
MIC eszközök előkészítése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	130
Külső méret, nettó szélesség (mm)	460
Külső méret, nettó mélység (mm)	36
Külső méret, bruttó magasság (mm)	150
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	505
Külső méret, bruttó mélység (mm)	100
Nettó súly (kg)	0,68
Bruttó súly (kg)	0,85