

ML/2

Mágnes lécz

automatikus kocsifelismeréshez/öblítőkar-ellenőrzéshez.



- Az ML/2 a öblítőkar-ellenőrzés előfeltétele
- 5 mágnes, különféle módon kombinálható
- 15 lehetséges kombináció

EAN: 4002513274158 / Anyagszám: 05723270 / Régi anyagszám: 69745703D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8535	•
PG 8536	•
Termékkategória	
Mágnesszegély a kocsik automatikus felismeréséhez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél, Fekete
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	9
Külső méret, nettó szélesség (mm)	25
Külső méret, nettó mélység (mm)	275
Külső méret, bruttó magasság (mm)	95
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	205
Külső méret, bruttó mélység (mm)	315
Nettó súly (kg)	0,17
Bruttó súly (kg)	0,32