

DOS G 10

Adagolómodul 5-10 l-es kannához

üres szint jelzővel a folyékony tisztítószeres automatikus adagolásához.



- Öblítőszeres adagolásához
- ?? mm-es szívóláncza, 5-10 l-es tartályhoz
- Átalakító-szívóláncza a 10-30 l-es tartályhoz – vevőszolgálatnál
- Adagolás: ?? ml/60 mp

EAN: 4002513283259 / Anyagszám: 05729360 / Régi anyagszám: 69747006D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8535	•
Termékkategória	
Adagolórendszer	•
Normál elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	1
Nullavezető	N
AC/DC	AC
Feszültség (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljes teljesítményigény (kW)	0,02
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	118
Külső méret, nettó szélesség (mm)	235
Külső méret, nettó mélység (mm)	115
Külső méret, bruttó magasság (mm)	310
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	420
Külső méret, bruttó mélység (mm)	250
Nettó súly (kg)	2,42
Bruttó súly (kg)	2,81