

DE-CS7-78

Készülékfedél

a berendezés és az oldalszekrény befedésére, 70 cm mély, 90 cm széles.

EAN: 4002513297560 / Anyagszám: 05744740 / Régi anyagszám: 69216009D



Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8535	•
Termékkategória	
Fedőelem	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Normál elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	0
Külső méret, nettó szélesség (mm)	900
Külső méret, nettó mélység (mm)	700
Külső méret, bruttó magasság (mm)	50
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	820
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1010
Nettó súly (kg)	6,80
Bruttó súly (kg)	8,60