

A 19
Fedél
a törékeny edények rögzítésére.



- Lyukas lemez, 7 x 7 x 3 mm
- Alkalmas az E 969 betéthez

EAN: 4002513298758 / Anyagszám: 05746210 / Régi anyagszám: 69796901D

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PG 8527	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Termékkategória	
Fedőelem	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	18
Külső méret, nettó szélesség (mm)	251
Külső méret, nettó mélység (mm)	351
Külső méret, bruttó magasság (mm)	70
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	275
Külső méret, bruttó mélység (mm)	515
Nettó súly (kg)	0,55
Bruttó súly (kg)	0,70