

E 969

Betét

különféle eszközök behelyezésére.



- Lyukas lemez, 7 x 7 x 3 mm
- Használható az E 900-4/1, E 935/1, E 975/2, E 941-hez, E 945-el\*

\* Az E 941 csak az E 945-tel együtt használható.

EAN: 4002513298765 / Anyagszám: 05746240 / Régi anyagszám: 69596901D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
<b>A készülék besorolása</b>	
PG 8527	•
<b>Termékkategória</b>	
Betét/modul főzőpoharakhoz	•
Egyéb betét	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
<b>Felhasználási terület</b>	
Laborüveg előkészítése	•
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	122
Külső méret, nettó szélesség (mm)	363
Külső méret, nettó mélység (mm)	533
Külső méret, bruttó magasság (mm)	165
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	560
Külső méret, bruttó mélység (mm)	535
Nettó súly (kg)	1,33
Bruttó súly (kg)	2,23