

E 757

Kocsi

nagy térfogatú laborüvegek optimális behelyezéséhez.



- 6 fűvókával
- állítható magasságú tartókerettel
- Maximális rakodási magasság az alátétjeltől: 610 mm mm

EAN: 4002513298772 / Anyagszám: 05746290 / Régi anyagszám: 69575701D

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
G 7825	•
Termékkategória	
Egyéb kocsik	•
Modul nagy űrtartalmú laboratóriumi üveghez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Maximális rakodási magasság (mm)	610
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Kapacitás	
Nagy űrtartalmú laborüveg [mennyiség]	6
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	346
Külső méret, nettó szélesség (mm)	530
Külső méret, nettó mélység (mm)	600
Külső méret, bruttó magasság (mm)	675
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	565
Külső méret, bruttó mélység (mm)	650
Nettó súly (kg)	10,90
Bruttó súly (kg)	10,90