

E 957

Kocsi

legfeljebb 12 nagyterfogatú laborüveg optimális behelyezésére.



- 12 fűvókával, Ø 10 mm
- Állítható magasságú tartókeretek
- Mágnescsíkok a kocsik automatikus felismeréséhez
- Maximális rakodási magasság az alátétjeltől: 615 mm mm

EAN: 4002513298789 / Anyagszám: 05746300 / Régi anyagszám: 69595701D

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PG 8527	•
Termékkategória	
Egyéb kocsik	•
Modul nagy űrtartalmú laboratóriumi üveghez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Maximális rakodási magasság (mm)	615
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Kapacitás	
Nagy űrtartalmú laborüveg [mennyiség]	12
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0-0
Frekvencia (Hz)	0-0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00-0,00
Biztosíték (A)	0-0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	353
Külső méret, nettó szélesség (mm)	640
Külső méret, nettó mélység (mm)	790
Külső méret, bruttó magasság (mm)	390
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	665
Külső méret, bruttó mélység (mm)	805
Nettó súly (kg)	16,98
Bruttó súly (kg)	17,45