

E 131/1

Betét

5 szűrőtálca és vesetál optimális behelyezésére.



- 5 szűrőtálca vagy vesetál behelyezésére
- 6 db 160 mm mm magas tartóval, távolság: kb. 80 mm mm

EAN: 4002513317336 / Anyagszám: 05771030 / Régi anyagszám: 69513102D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Termékkategória	
Betét szitatálcahoz	•
Betét vesetálakhoz/tálakhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Rácsűréség (mm)	80
Rácsmagasság (mm)	160
Felhasználási terület	
Vesetálak előkészítése	•
Műtös eszközök előkészítése	•
Kapacitás	
Vesetálak [mennyiség]	5
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	168
Külső méret, nettó szélesség (mm)	180
Külső méret, nettó mélység (mm)	495
Külső méret, bruttó magasság (mm)	185
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	200
Külső méret, bruttó mélység (mm)	530
Nettó súly (kg)	0,61
Bruttó súly (kg)	0,90