

E 492

Betét

vesetálak optimális behelyezésére.



- 9 db 86 mm mm magas tartóval, távolság: kb. 49 mm mm
- Alsó kosárba helyezhető

EAN: 4002513317343 / Anyagszám: 05771140 / Régi anyagszám: 69549201D

| | |
|--|-----------|
| Termék-hozzárendelés | |
| Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi | • |
| A készülék besorolása | |
| G 7831 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| Termékkategória | |
| Betét vesetálakhoz/tálakhoz | • |
| Egyéb betét | • |
| Terméktulajdonságok | |
| Anyag | Nemesacél |
| Szín | Nemesacél |
| Rácsúruség (mm) | 49 |
| Rácsmagasság (mm) | 86 |
| Felhasználási terület | |
| Vesetálak előkészítése | • |
| Kapacitás | |
| Vesetálak [mennyiség] | 9 |
| Standard elektromos csatlakozás | |
| Fázisok száma | 0 |
| Feszültség (V) | 0 |
| Frekvencia (Hz) | 0 |
| Teljes teljesítményigény (kW) | 0,00 |
| Biztosíték (A) | 0 |
| Méret és súly | |
| Külső méret, nettó magasság (mm) | 120 |
| Külső méret, nettó szélesség (mm) | 256 |
| Külső méret, nettó mélység (mm) | 474 |
| Külső méret, bruttó magasság (mm) | 125 |
| Külső méret, bruttó szélesség (mm) | 320 |
| Külső méret, bruttó mélység (mm) | 480 |
| Nettó súly (kg) | 1,06 |
| Bruttó súly (kg) | 1,31 |