

UE 30-60/60-78

Zárt lábazat

a berendezés magasítására, 60 cm mély, 60 cm széles.



- Minden 60 cm széles és 60 cm mély berendezéshez használható

EAN: 4002513347784 / Anyagszám: 05818030 / Régi anyagszám: 69376009D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Termékkategória	
Alépipítmény/lábazat	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0-0
Frekvencia (Hz)	0-0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00-0,00
Biztosíték (A)	0-0
Méret és súly	
Külső méret, bruttó magasság (mm)	400
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	700
Külső méret, bruttó mélység (mm)	630
Nettó súly (kg)	8,50
Bruttó súly (kg)	10,50