

UC 30-90/60-78

Zárt lábázat

a berendezés és az oldalszekrény magasítására, 60 cm mély, 90 cm széles.



- Minden 90 cm széles és 60 cm mély berendezéshez használható
- Összecsavarozható a készülékkel

EAN: 4002513347791 / Anyagszám: 05818080 / Régi anyagszám: 69379008D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
<b>Termékkategória</b>	
Alépitmény/lábázat	•
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0-0
Frekvencia (Hz)	0-0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00-0,00
Biztosíték (A)	0-0
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, bruttó magasság (mm)	370
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1002
Külső méret, bruttó mélység (mm)	690
Nettó súly (kg)	11,60
Bruttó súly (kg)	13,10