


UC 30-90/70-78

Zárt lábazat

a berendezés magasítására, 70 cm mély, 90 cm széles.



- Minden 90 cm széles és 70 cm mély berendezéshez használható
- A készülékhez csavarozható

EAN: 4002513347807 / Anyagszám: 05818100 / Régi anyagszám: 69379009D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
<b>A készülék besorolása</b>	
PG 8535	•
<b>Termékkategória</b>	
Aláépítmény/lábazat	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
<b>Normál elektromos csatlakozás</b>	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	300
Külső méret, nettó szélesség (mm)	900
Külső méret, nettó mélység (mm)	700
Külső méret, bruttó magasság (mm)	370
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1000
Külső méret, bruttó mélység (mm)	730
Nettó súly (kg)	13,20
Bruttó súly (kg)	14,40