


E 965

Betét

250-600 ml-es üvegpoharak optimális behelyezésére.

EAN: 4002513369229 / Anyagszám: 05848290 / Régi anyagszám: 69596501D



- 15 x 3 tartópálcával, 250-600 ml-es üvegpoharak számára

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PG 8527	•
Termékkategória	
Betét/modul főzőpoharakhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Kapacitás	
Üvegpoharak [mennyiség]	98
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	173
Külső méret, nettó szélesség (mm)	357
Külső méret, nettó mélység (mm)	522
Külső méret, bruttó magasság (mm)	280
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	540
Külső méret, bruttó mélység (mm)	560
Nettó súly (kg)	2,07
Bruttó súly (kg)	2,86