


E 963

Betét

legfeljebb 250 ml-es üvegpoharak optimális behelyezésére.



- 33 x 3 tartópálcával, max. 250 ml-es üvegpoharak számára

EAN: 4002513369236 / Anyagszám: 05848300 / Régi anyagszám: 69596301D

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PG 8527	•
Termékkategória	
Betét/modul főzőpoharakhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Kapacitás	
Üvegpoharak [mennyiség]	98
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	155
Külső méret, nettó szélesség (mm)	357
Külső méret, nettó mélység (mm)	522
Külső méret, bruttó magasság (mm)	285
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	550
Külső méret, bruttó mélység (mm)	530
Nettó súly (kg)	1,58
Bruttó súly (kg)	1,70