


E 742

Modul

különbéle edények optimális behelyezésére.



- Az E 741/1 kocsiban történő használatra

EAN: 4002513369854 / Cikkszám: 05848320 / Régi cikkszám69574201D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
<b>A készülék besorolása</b>	
G 7825	•
G 7826	•
<b>Termékkategória</b>	
Egyéb betét/egyéb modul	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
<b>Felhasználási terület</b>	
Laborüveg előkészítése	•
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0-0
Frekvencia (Hz)	0-0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00-0,00
Biztosíték (A)	0-0
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	83
Külső méret, nettó szélesség (mm)	220
Külső méret, nettó mélység (mm)	458
Külső méret, bruttó magasság (mm)	90
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	225
Külső méret, bruttó mélység (mm)	465
Nettó súly (kg)	0,49
Bruttó súly (kg)	0,69