

U 168/1

Alsó kosár

sebészcipők ideális behelyezésére.



- 20 sebészcipőhöz, 45-ös méretig
- 20 db 295 mm-es tartó
- ML/2 megállítóber. a kocsifelismeréshez / öblítőkarvezérléshez

EAN: 4002513390940 / Anyagszám: 05878590 / Régi anyagszám: 69116803D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8535	•
PG 8536	•
Termékkategória	
Betét műtős cipőkhöz	•
Alsó kosár	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Rácsmagasság (mm)	295
Felhasználási terület	
Műtős cipők előkészítése	•
Kapacitás	
Műtős cipők [mennyiség]	20
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	315
Külső méret, nettó szélesség (mm)	535
Külső méret, nettó mélység (mm)	515
Külső méret, bruttó magasság (mm)	320
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	545
Külső méret, bruttó mélység (mm)	545
Nettó súly (kg)	3,20
Bruttó súly (kg)	5,20