


E 960/1

Betét

tág nyakú Erlenmeyer-lombikok optimális behelyezésére.



- 20 db nagyméretű és 26 db kisméretű rugós kampóval rendelkezik
- Tágnyakú Erlenmeyer-lombikokhoz és mérőhengerekhez

EAN: 4002513400953 / Anyagszám: 05892360 / Régi anyagszám: 69596002D

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Termék-hozzárendelés</b>                                  |           |
| Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium | •         |
| <b>A készülék besorolása</b>                                 |           |
| PG 8527  | •         |
| <b>Termékkategória</b>                                       |           |
| Betét/modul tág nyakú üvegekhez                              | •         |
| <b>Terméktulajdonságok</b>                                   |           |
| Anyag  | Nemesacél |
| Szín   | Nemesacél |
| <b>Felhasználási terület</b>                                 |           |
| Laborüveg előkészítése                                       | •         |
| <b>Kapacitás</b>   |           |
| Erlenmeyer-lombikok [mennyiség]                              | 46        |
| <b>Standard elektromos csatlakozás</b>                       |           |
| Fázisok száma  | 0         |
| Feszültség (V)   | 0         |
| Frekvencia (Hz)  | 0         |
| Teljes teljesítményigény (kW)                                | 0,00      |
| Biztosíték (A)   | 0         |
| <b>Méret és súly</b>   |           |
| Külső méret, nettó magasság (mm)                             | 185       |
| Külső méret, nettó szélesség (mm)                            | 357       |
| Külső méret, nettó mélység (mm)                              | 522       |
| Külső méret, bruttó magasság (mm)                            | 280       |
| Külső méret, bruttó szélesség (mm)                           | 530       |
| Külső méret, bruttó mélység (mm)                             | 560       |
| Nettó súly (kg)  | 0,80      |
| Bruttó súly (kg)   | 0,90      |