

O 177/1

Felső kosár

optimális tisztítás, 26 fúvókával, különféle betétekhez.



- A jobb oldal különféle betétek elhelyezésére szolgál
- A bal oldal 26 fúvókával és 7 külön mellékelt tölcésérrel
- Magasságában állítható tartóráccsal
- Berakodási magasság: 230/205 mm
- Állítható magasságú: – 20 / – 40 mm

EAN: 4002513412413 / Anyagszám: 05913050 / Régi anyagszám: 69117702D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Termikus fertőtlenítők	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
<b>A készülék besorolása</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Termékkategória</b>	
Konzol/kosártartó	•
Felső kosár	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
<b>Felhasználási terület</b>	
Fül-orr-gégészeti eszközök előkészítése	•
Fogorvosi eszközök előkészítése	•
<b>Kapacitás</b>	
Közvetítő műszerek [mennyiség]	11
Üreges műszerek [mennyiség]	22
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	263
Külső méret, nettó szélesség (mm)	498
Külső méret, nettó mélység (mm)	455
Külső méret, bruttó magasság (mm)	280
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	545
Külső méret, bruttó mélység (mm)	560
Nettó súly (kg)	3,70
Bruttó súly (kg)	4,52