

E 441/1

Betét

mikro eszközök optimális behelyezéséhez.

EAN: 4002513460476 / Anyagszám: 05988240 / Régi anyagszám: 69544102D



- A háló mérete: 1,7 mm
- Az oldalak le vannak zárva, összetűzhető
- Belső beosztás 6 felállítható pallóval, a kímélő tároláshoz
- Gőzzel sterilizálható 121 °C/134 °C-on

Termék-hozzárendelés	
Termikus fertőtlenítők	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Termékkategória	
Betét/modul MIC eszközökhöz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Felhasználási terület	
MIC eszközök előkészítése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	60
Külső méret, nettó szélesség (mm)	183
Külső méret, nettó mélység (mm)	284
Külső méret, bruttó magasság (mm)	100
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	210
Külső méret, bruttó mélység (mm)	315
Nettó súly (kg)	0,77
Bruttó súly (kg)	0,92