

FP 20

Szűrőlemez

nyelek és könyökdarabok AUF 1/AUF 2-es használata melletti előkészítésére.



- A kis részecskék által okozott dugulás elkerülésére
- 2-es porozitás
- 20 szűrőlemez csomagolási egységenként

EAN: 4002513505498 / Anyagszám: 06059480 / Régi anyagszám: 69751201D

Termék-hozzárendelés	
Termikus fertőtlenítők	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
Terméktulajdonságok	
Szín	Fehér
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	30
Külső méret, nettó szélesség (mm)	100
Külső méret, nettó mélység (mm)	125
Külső méret, bruttó magasság (mm)	28
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	125
Külső méret, bruttó mélység (mm)	167
Átmérő (mm)	30
Nettó súly (kg)	0,06
Bruttó súly (kg)	0,10