


E 450/1

Kocsi

a minimálisan invazív mûtéti eszközök optimális behelyezéséhez.



- 42 berakodási lehetőség 2 szinten
- Csatlakozóval rendelkezik a meleg levegős szárításhoz
- Berakodási lehetőségek: E 451, E 457, E 460, E 473, E 444
- ML/2 megállítóber. a kocsisfelismeréshez / öblítőkárvédelemhez

EAN: 4002513505504 / Anyagszám: 06059490 / Régi anyagszám: 69545003D


Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8535	•
PG 8536	•
Termékkategória	
Kocsi min. inv. seb. műszerekhez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Felhasználási terület	
MIC eszközök előkészítése	•
Kapacitás	
Üreges műszerek [mennyiség]	42
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	502
Külső méret, nettó szélesség (mm)	535
Külső méret, nettó mélység (mm)	515
Külső méret, bruttó magasság (mm)	500
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	540
Külső méret, bruttó mélység (mm)	530
Nettó súly (kg)	9,50
Bruttó súly (kg)	11,06
Tartozék	
E 336 öblítőhüvely MIBO, Ø 11 mm, 121 mm hosszú [mennyiség]	3
E 362 vakdugó [mennyiség]	2
E 442 öblítőhüvely, Ø 11 mm, 121 mm hosszú, 6 mm Ø kupakkal [mennyiség]	15
E 443 öblítőhüvely, Ø 11 mm, 121 mm hosszú, 10 mm Ø kupakkal [mennyiség]	5
E 445 – 12 sapka az E 442 öblítőhüvelyhez, 6 mm Ø nyílással [mennyiség]	1
E 446 – 12 sapka az E 443 öblítőhüvelyhez, 10 mm Ø nyílással [mennyiség]	1
E 447 adapter, belső menetes, külső menetes Luer-Lockhoz [mennyiség]	3
E 448 szilikon tömlő Luer-Lock adapterrel, belső menetes [mennyiség]	6
E 449 adapter, külső menetes, belső menetes Luer-Lockhoz [mennyiség]	5
E 451 betét 1/6, szitatálca [mennyiség]	1
E 452 injektorfúvóka 2,5 x 60 mm [mennyiség]	3
E 453 injektorfúvóka 4 x 110 mm rögzítőbilinccsel [mennyiség]	8

E 450/1

Kocsi

a minimálisan invazív műtéti eszközök optimális behelyezéséhez.

EAN: 4002513505504 / Anyagszám: 06059490 / Régi anyagszám: 69545003D



E 454 injektorfúvóka 10–15 mm trokárhüvelyhez [mennyiség]	6
---	---

E 456 nyitórugó MIC műszerekhez [mennyiség]	4
---	---

E 464 foglalat az E 454 injektorfúvókához [mennyiség]	3
---	---

E 472 szorítórugó Ø 4 mm injektorfúvókákhoz [mennyiség]	2
---	---