


E 902/1

Kocsi

3 minimál invazív sebészeti készlet moduláris rendszerű behelyezésére.



- 6 modulbetéthez beépített fűvókákkal/adapterekkel
- A felső és alsó szint szabad a betétek elhelyezéséhez., pl. E 142
- Csatlakozóval rendelkezik a meleg levegős szárításhoz
- Mágnescsíkok a kocsi automatikus felismeréséhez (ML mágnessel)
- A szűrőtálcák és a min. inv. seb. készletek egyidejű tisztítására

EAN: 4002513505542 / Anyagszám: 06059530 / Régi anyagszám: 69590202D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
<b>A készülék besorolása</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Termékkategória</b>	
Kocsi min. inv. seb. műszerekhez	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
<b>Felhasználási terület</b>	
MIC eszközök előkészítése	•
<b>Kapacitás</b>	
DIN szitatálcák [mennyiség]	3
SPRI szitatálcák [mennyiség]	1
MIC szettek [mennyiség]	3
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	620
Külső méret, nettó szélesség (mm)	640
Külső méret, nettó mélység (mm)	790
Külső méret, bruttó magasság (mm)	650
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	650
Külső méret, bruttó mélység (mm)	800
Nettó súly (kg)	24,00
Bruttó súly (kg)	34,00
<b>Tartozék</b>	
E 362 vakdugó [mennyiség]	6
E 444 dob hidegfény-kábelhez/szivótömlőkhöz [mennyiség]	3
E 445 – 12 sapka az E 442 öblítőhüvelyhez, 6 mm Ø nyílással [mennyiség]	2
E 446 – 12 sapka az E 443 öblítőhüvelyhez, 10 mm Ø nyílással [mennyiség]	1
E 905/1 modulbetét rövid MIC eszközökhöz [mennyiség]	3
E 906/1 modulbetét hosszú MIC eszközökhöz [mennyiség]	3
2 m szilikontömlő Ø 5 mm	•
Mágnescsíkok a kocsi automatikus felismeréséhez (mágnessel együtt) [mennyiség]	1