

E 741/1

Kocsi

modulok 1-4 szintes optimális behelyezéséhez.



- Az öblítenivalók méretétől függően max. 3 modul használható
- A kocsi csatlakoztatása a víz és a szárítólevegő bevezetéséhez
- Az egyes szintek rakodási magassága különbözik egymástól

EAN: 4002513512267 / Anyagszám: 06070360 / Régi anyagszám: 69574102D

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
G 7825	•
G 7826	•
Termékkategória	
Egyéb kocsik	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	680
Külső méret, nettó szélesség (mm)	530
Külső méret, nettó mélység (mm)	600
Külső méret, bruttó magasság (mm)	550
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	640
Külső méret, bruttó mélység (mm)	650
Nettó súly (kg)	12,00
Bruttó súly (kg)	12,80