


A 9/1

Perforált alátétlemezek

az érzékeny edények kímélő tisztításához, az öblítési sugár megtörésével.

EAN: 4002513531176 / Anyagszám: 06097010 / Régi anyagszám: 69500902D



- 7 x 7 mm-es kivágás, 3 mm-es vájat

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
<b>A készülék besorolása</b>	
PG 8527	•
<b>Termékkategória</b>	
Alátét	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
<b>Felhasználási terület</b>	
Laborüveg előkészítése	•
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1
Külső méret, nettó szélesség (mm)	773
Külső méret, nettó mélység (mm)	573
Külső méret, bruttó magasság (mm)	10
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	870
Külső méret, bruttó mélység (mm)	590
Nettó súly (kg)	1,70
Bruttó súly (kg)	1,80