


E 745/1

Modul

max. 104 pipetta optimális behelyezésére.



- 104 db max. 540 mm-es pipettához
- Tartókeret, 16 x 16 mm-es rekeszméret

EAN: 4002513735406 / Cikkszám: 06233580 / Régi cikkszám69574502D

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
G 7825	•
Termékkategória	
Betét/modul pipettákhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Felhasználási terület	
Pipetták/fiolák előkészítése	•
Kapacitás	
Pipetták [mennyiség]	104
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0-0
Frekvencia (Hz)	0-0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00-0,00
Biztosíték (A)	0-0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	288
Külső méret, nettó szélesség (mm)	492
Külső méret, nettó mélység (mm)	496
Külső méret, bruttó magasság (mm)	415
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	530
Külső méret, bruttó mélység (mm)	590
Nettó súly (kg)	24,60
Bruttó súly (kg)	25,00