


E 745/1

Modul

max. 104 pipetta optimális behelyezésére.



- 104 db max. 540 mm-es pipettához
- Tartókeret, 16 x 16 mm-es rekeszméret

EAN: 4002513735406 / Anyagszám: 06233580 / Régi anyagszám: 69574502D

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Termék-hozzárendelés</b>                                  |                    |
| Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium | •                  |
| <b>A készülék besorolása</b>                                 |                    |
| G 7825   | •                  |
| <b>Termékkategória</b>                                       |                    |
| Betét/modul pipettákhoz                                      | •                  |
| <b>Terméktulajdonságok</b>                                   |                    |
| Anyag  | Nemesacél, Műanyag |
| Szín   | Nemesacél, Fekete  |
| <b>Felhasználási terület</b>                                 |                    |
| Pipetták/fiolák előkészítése                                 | •                  |
| <b>Kapacitás</b>   |                    |
| Pipetták [mennyiség]   | 104                |
| <b>Standard elektromos csatlakozás</b>                       |                    |
| Fázisok száma  | 0                  |
| Feszültség (V)   | 0                  |
| Frekvencia (Hz)  | 0                  |
| Teljes teljesítményigény (kW)                                | 0,00               |
| Biztosíték (A)   | 0                  |
| <b>Méret és súly</b>   |                    |
| Külső méret, nettó magasság (mm)                             | 288                |
| Külső méret, nettó szélesség (mm)                            | 492                |
| Külső méret, nettó mélység (mm)                              | 496                |
| Külső méret, bruttó magasság (mm)                            | 415                |
| Külső méret, bruttó szélesség (mm)                           | 530                |
| Külső méret, bruttó mélység (mm)                             | 590                |
| Nettó súly (kg)  | 24,60              |
| Bruttó súly (kg)   | 25,00              |