

MF/3

Szállító kocsi

tisztító és fertőtlenítő automaták be- és kipakolásához.



- A műszerkocsi egyszerű kezeléséhez
- Pedállal kezelhető emelőtechnika
- 2 rögzíthető futógörgővel
- Bemeneti magasság: 751 mm, +/- 100 mm

EAN: 4002513771114 / Anyagszám: 06392900 / Régi anyagszám: 69200107D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
Termékkategória	
Tároló-/szállítórendszer	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0-0
Frekvencia (Hz)	0-0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00-0,00
Biztosíték (A)	0-0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1182
Külső méret, nettó szélesség (mm)	660
Külső méret, nettó mélység (mm)	807
Külső méret, bruttó magasság (mm)	430
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	800
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1200
Nettó súly (kg)	34,20
Bruttó súly (kg)	52,40