

E 474/4

Báziskocsi

2 minimál invazív sebészeti készlet moduláris rendszerű optimális behelyezésére.



- Üreges műszerek behelyezésére, 3 betét-modulban
- Csatlakozóval rendelkezik a meleg levegős szárításhoz
- E 903, E 905, E 906, E 444, E 460, E 457, E 142 behelyezésére
- ML/2 megállítóber. a kocsifelismeréshez / öblítőkarvezérléshez

EAN: 4002513805536 / Anyagszám: 06439160 / Régi anyagszám: 69547405D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
<b>A készülék besorolása</b>	
PG 8536	•
<b>Termékkategória</b>	
Kocsi min. inv. seb. műszerekhez	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
<b>Felhasználási terület</b>	
MIC eszközök előkészítése	•
Fogorvosi eszközök előkészítése	•
<b>Kapacitás</b>	
MIC szettek [mennyiség]	2
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	507
Külső méret, nettó szélesség (mm)	535
Külső méret, nettó mélység (mm)	515
Külső méret, bruttó magasság (mm)	540
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	540
Külső méret, bruttó mélység (mm)	630
Nettó súly (kg)	10,17
Bruttó súly (kg)	10,17
<b>Tartozék</b>	
E 362 vakdugó [mennyiség]	2
E 447 adapter, belső menetes, külső menetes Luer-Lockhoz [mennyiség]	3