


U 175/1

Alsó kosár

a szűk nyakú üvegek optimális behelyezéséhez.



- 33 injektorfűvőkával
- Berakodási magasság: 170 mm mm¹
- Kizárólag az O 175 / O 187 / O 184 felső kosárral használható

¹ A laboratóriumi üvegtől függően a maximális rakodási magasság csökkenhet.

EAN: 4002513805543 / Anyagszám: 06439170 / Régi anyagszám: 69117503D

| | |
|--|-----------|
| Termék-hozzárendelés | |
| Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium | • |
| A készülék besorolása | |
| PG 8536 | • |
| Termékkategória | |
| Injektor kosár | • |
| Alsó kosár | • |
| Terméktulajdonságok | |
| Anyag | Nemesacél |
| Szín | Nemesacél |
| Maximális rakodási magasság (mm) | 170 |
| Felhasználási terület | |
| Laborüveg előkészítése | • |
| Kapacitás | |
| Keskeny nyakú üvegek [mennyiség] | 33 |
| Standard elektromos csatlakozás | |
| Fázisok száma | 0 |
| Feszültség (V) | 0 |
| Frekvencia (Hz) | 0 |
| Teljes teljesítményigény (kW) | 0,00 |
| Biztosíték (A) | 0 |
| Méret és súly | |
| Külső méret, nettó magasság (mm) | 250 |
| Külső méret, nettó szélesség (mm) | 475 |
| Külső méret, nettó mélység (mm) | 531 |
| Külső méret, bruttó magasság (mm) | 270 |
| Külső méret, bruttó szélesség (mm) | 525 |
| Külső méret, bruttó mélység (mm) | 540 |
| Nettó súly (kg) | 6,40 |
| Bruttó súly (kg) | 7,65 |
| Tartozék | |
| E 351 injektorfűvőka Ø 4 mm, 160 mm hosszú [mennyiség] | 33 |
| E 353 rögzítő az E 351 injektorfűvőkához [mennyiség] | 33 |
| Öblítőfűvőka poradagolóhoz [mennyiség] | 1 |