


U 184/1

Alsó kosár

pl. centrifugacsövek, ampullák vagy reagens fiolák optimális behelyezéséhez.



- 96 injektorfúvókával
- Kizárólag az O 175 / O 187 / O 184 felső kosárral használható
- Berakodási magasság mm: kb. 170 mm

EAN: 4002513805659 / Anyagszám: 06439180 / Régi anyagszám: 69118403D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
<b>A készülék besorolása</b>	
PG 8536	•
<b>Termékkategória</b>	
Injektor kosár	•
Alsó kosár	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Maximális rakodási magasság (mm)	170
<b>Felhasználási terület</b>	
Pipetták/fiolák előkészítése	•
A kémcsövek előkészítése	•
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	250
Külső méret, nettó szélesség (mm)	515
Külső méret, nettó mélység (mm)	531
Külső méret, bruttó magasság (mm)	270
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	525
Külső méret, bruttó mélység (mm)	540
Nettó súly (kg)	5,00
Bruttó súly (kg)	6,00
<b>Tartozék</b>	
ID 90, injektorfúvóka Ø 2,5 mm, 90 mm hosszú [mennyiség]	96