

E 436/3

Kocsi

kb. 3 aneszteziológiai készlet optimális behelyezésére.

EAN: 4002513805673 / Anyagszám: 06439240 / Régi anyagszám: 69543604D



- Kb. 3 aneszteziológiai készlethez
- 8 fűvóka rugós feltétekkel, 1,5 m-es légzőtömlőkhöz
- Spirális tárolás
- Csatlakozóval rendelkezik a meleg levegős szárításhoz
- ML/2 megállítóber. a kocsifelismeréshez / öblítőkarvezérléshez

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8536	•
Termékkategória	
Kocsi aneszteziológiai műszerekhez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Aneszteziológiai eszközök előkészítése	•
Kapacitás	
AN szettek [mennyiség]	3
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	507
Külső méret, nettó szélesség (mm)	535
Külső méret, nettó mélység (mm)	535
Külső méret, bruttó magasság (mm)	510
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	540
Külső méret, bruttó mélység (mm)	520
Nettó súly (kg)	6,60
Bruttó súly (kg)	7,00
Tartozék	
E 430/1 1/3 szítatalca [mennyiség]	1
E 431 injektorfűvóka a gumiharmonika számára, Ø 8 x 193 mm [mennyiség]	1
E 432 tartó lélegeztető gégecsövek számára [mennyiség]	1
E 433 tartó szilikon lélegeztető csövek számára [mennyiség]	2
E 434 tartó gyermek-lélegeztető csövek számára [mennyiség]	1
E 466 injektorfűvóka 8 x 333 mm, lélegeztető ballonhoz [mennyiség]	6
E 496 injektorfűvóka 4 x 120 mm [mennyiség]	10